

TAKARA

READY TO GO SAPPHIRE KIT

KIT DE PCR TAKARA, CON DNTP Y BUFFER DE CARGA INCLUIDO PARA RAPIDA PREPARACION DE REACCIONES DE RUTINA.

SapphireAmp® Fast PCR Master Mix

Es el nuevo kit TAKARA para PCR convencional. El kit contiene una mezcla 2x de Taq Hot Start, dNTP y buffer de carga, para pasar los productos directamente del termociclador al gel. Esta mezcla, al contrario de los kits con buffer de carga de otras compañías, es compatible con reacciones de enzimas de restricción sin la necesidad de limpiar los productos.

Por otro lado, la DNA Polimerasa del kit es 2 veces más rápida que una Taq normal, permitiendo amplificar productos de 2 Kb en 1 hora. Pero también permite obtener resultados positivos sobre productos de 6 Kb.

> VELOCIDAD

>HOT START

>COMPATIBLE CON ENSAYOS DE ENZIMAS DE RESTRICCIÓN

>BUFFER DE CARGA DIRECTA AL GEL

>ECONOMICA

TAK RR350A SapphireAmp® Fast PCR Master Mix, 320 rx / 25 ul


TAK RR350B SapphireAmp® Fast PCR Master Mix, 1.600 rx / 25 ul

\$88.000 + IVA

\$384.000 + IVA

TaKaRa
SapphireAmp® Fast

Promega
GoTaq



▶ BIOLOGIA MOLECULAR

▶ PCR

TaKaRa

G-NEWS

Gene X-Press
Sucre 2418. Ñuñoa
Santiago—Chile

www.genex.cl
info@genex.cl
ventas@genex.cl

Teléfono: 56-2-
2454805

Fax: 56-2-2454805 ext.
107