

EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL


KIT E.Z.N.A. TOTAL RNA OMEGA BIO-TEK, PARA PURIFICAR RNA TOTAL DE CÉLULAS, SOBRENADANTES Y TEJIDOS

Los kits E.Z.N.A. total RNA son un método simple y rápido para aislar hasta 100 ug de RNA total de células, sobrenadantes y tejidos suaves. El kit no necesita mas de 30 mg de tejido y permite procesar un gran número de muestras en menos de una hora, sin usar solventes orgánicos tóxicos. El RNA purificado con este producto puede ser usado en cualquier aplicación posterior, como por ejemplo QRT-PCR y Northern Blot. Además, se puede asociar al kit un tratamiento de DNasa en columna. El RNA aislado de esta manera no requiere un tratamiento posterior de digenstion de DNA remanente, lo que ahorra tiempo y facilita el trabajo del investigador.

- > VELOCIDAD
- > LIMPIEZA
- > SEGURIDAD
- > CALIDAD

PRODUCTO	FORMATO	CATALOGO
E.Z.N.A. TOTAL RNA KIT	50 preps	R6934-01
E.Z.N.A. TOTAL RNA KIT	200 preps	R6934-02

Total RNA Kit I Protocol



G-NEWS

- ▶ BIOLOGIA MOLECULAR
- ▶ EXTRACCION DE RNA



PRECIOS SIN IVA
50 preps \$80.000
200 preps \$202.200

G-NEWS

Gene X-Press
Sucre 2418. Ñuñoa
Santiago—Chile
www.genex.cl

Teléfono: 56-2-
2454805
Fax: 56-2-2454805 ext.
107